


Κàmila - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΗΚΩΝΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΙ

Κàmila SUPPORT - Καλσόν και Κάλτσες



Κàmila SUPPORT - Κάλτσες Γυναικείες

	Μέγεθος			
	II - 2	III - 3	IV - 4	V - 5
Ύψος	1,60 / 1,65	1,70 / 1,75	1,75 / 1,80	1,80 / 1,85
No Παπουτσιού	36 / 37	38 / 39	39 / 40	41 / 42

Κàmila SUPPORT - Κάλτσες Ανδρικές

	small	medium	large	x large
Ύψος	1,60 / 1,65	1,70 / 1,75	1,80 / 1,85	1,85 / 1,90
No Παπουτσιού	37 / 39	40 / 42	43 / 44	44 / 45

Κàmila MEDICAL - Όλα τα μοντέλα

	small	medium	large	xlarge
cm - Περιφέρεια				
cG	46-50	52-57	58-63	64-70
cD	29-32	34-37	38-42	43-47
cC	31-34	36-39	40-44	45-49
cB	20-21	23-25	26-28	29-31

Κàmila MEDICAL - Διάγραμμα Μέτρησης Μεγεθών

C = Περιφέρεια - l = Μήκος	
cG	5 cm κάτω από τη βουβωνική χώρα
cD	2 δάκτυλα κάτω από το σημείο κάμψης του γονάτου
cC	έως το μέσο της κνήμης
cB	Ο αστράγαλος πάνω από το σφυρόν (στην πιο στενή ζώνη)
lD	από τη βάση της φτέρνας Α έως c D **
lG	από τη βάση της φτέρνας Α έως c G ***

**** lD REGULAR: έως 39 cm / lD LUNGO: από 39 cm**


***** lG REGULAR: έως 72 cm / lG LUNGO: από 72 cm**

Γραμμή EMBO-CONTROL - ΥΨΟΣ

ΤΜΗΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στοιχεία ύψους από σημείο σε σημείο
AD ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ	regular	από το σημείο Α στο σημείο D έως 39 cm
AD ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ	long	από το σημείο Α στο σημείο D πάνω από 39 cm
AG ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ	regular	από το σημείο Α στο σημείο G έως 72 cm
AG ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ	long	από το σημείο Α στο σημείο G πάνω από 72 cm

Linea EMBO-CONTROL - CIRCONFERENCE

ΠΡΟΙΟΝ	περιφέρεια C σε cm	small	medium	large	xlarge
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ	c B	18-21	22-24	25-27	28-29
AD ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ	c C	30-33	33-38	38-42	42-45
AD ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ	c C	33-36	38-42	42-46	45-49
AG ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ	c G	-> 48	-> 55	-> 62	-> 74
AG ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ	c G	-> 55	-> 62	-> 69	-> 76



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

www.alfacare.gr

alfacare

