

Delphinus

Aerosol per uso frequente
Nebulizer System for
frequent use



**Ampolla a
2 velocità con valvole**
2-speed Nebulizer
with valves



**Confortevoli
mascherine Soft Touch
adulto e pediatriche**
Comfortable adult and
paediatric Soft Touch
masks



**Filtro dell'aria
ad alta efficienza**
High efficiency
air filter



**La terapia dell'apparato
respiratorio**
The respiratory therapy

MADE
IN ITALY

www.flaem.it

14284D0 rev. date 04/2024 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A. - FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice

Delphinus

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico
Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.



Caratteristiche tecniche / Technical Features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione / Power supply	230V~ 50Hz/140VA	
Filtraggio aria / Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance.	
Portata aria al compressore / Compressor air output	10 l/min (approx)	
Pressione Max / Max pressure	2.6 ± 0.4 bar	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	56 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	18 x 30 x 10 cm	
Peso apparecchio / Weight	2.1 Kg	
Conformità / Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHTHALATES & BPA FREE
	Marchio di qualità / Quality mark	TÜV Rheinland CERTIFIED

Caratteristiche Tecniche RF7 Dual Speed Plus RF7 Dual Speed Plus nebulizer technical features

L'efficienza e la rapidità di trattamento sono le caratteristiche essenziali di questa ampolla a due velocità di erogazione con sistema valvolare, che, grazie alle rinnovate geometrie interne, consente di ottenere una nebulizzazione del farmaco con ottimali valori di granulometria adatti al trattamento del tratto respiratorio, riducendo la dispersione e il residuo finale del farmaco / Effectiveness and speed of treatment are the main features of this nebulizer with two dispensing speeds and a system of valves, which, thanks to its new internal geometry, allows the nebulisation of the medication with optimal particle size suitable for the treatment of the respiratory tract, reducing the medication's dispersion and final residual volume.



	POS-1 (MAX)	POS-2
Erogazione ml/min / Delivery ml/min	0.23 approx. (1)	0.53 approx. (1)
MMAD	2.72 µm (2)	2.53 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm (FPF) / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	77.8 % (2)	79.6 % (2)

(1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente / Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity — (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with University of Parma. More details are available on request.

Accessori in dotazione / Accessories

Ampolla RF7 Dual Speed Plus / RF7 Dual Speed Plus Nebulizer
Boccaglio con valvola / Mouthpiece with valve
Nasale / Nosepiece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask

Delphinus

Codice / Code	DF30P00
Modello / Model	DELPHINUS F1000 + RF7-2
Imballo / Master carton	6 pezzi / 6 pieces



Per saperne di più



To know more



FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system